



## Généralités

- Design fin et esthétique Zettler.
- Un bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation. Avec surveillance du bloc d'appel DIN VDE.
- Clavier à membrane antibactérien: le bord du bouton d'appel de patient est légèrement relevé pour faciliter sa localisation. Le bouton d'appel de patient se laisse actionner sur toute sa surface.
- Connecteur VarioLine Sub-D 15pts; il peut être retiré dans tous les sens.

## 127.5600XL

VL - Manipulateur, 1 bouton d'appel, câble 5 m, antibactérien

Spécialement conçus pour les établissements de santé modernes, nos manipulateurs associent souplesse, ergonomie et simplicité d'utilisation afin d'améliorer la sécurité des patients. D'autre part leurs matériaux antimicrobiens participent à la prévention des infections nosocomiales.

## Spécifications techniques du produit

- Câble souple de 5m avec connecteur VarioLine 15pts, adapté pour les prises de connexion VarioLine 15pts 127.xxxx
- Consommation: à l'état de repos max. 1,4mA
- Tension de sortie: 10V ± 5% en actionnant le bouton d'appel de patient
- Voyant de tranquillisation du bouton d'appel de patient: 15mA, DEL, rouge
- Couleur (boîtier): blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier): plastique (ABS)
- Boîtier, clavier à membrane, câble et connecteur antibactérien
- Dimensions (l x h x p): 62x134x20mm
- Poids: 143g
- Fonction d'appel lumineux conforme à DIN VDE 0834, partie 1
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1
  - -Température ambiante: 5 à 40°C
  - -Humidité relative de l'air: max. 85%, sans condensation
- Indice de protection: IP54

Date d'édition : 25 septembre 2019

## **CCS Care Communication Solutions GmbH**

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier 78280 Guyancourt/France <a href="https://www.carecom-solutions.com">www.carecom-solutions.com</a> contact@carecom-solutions.com

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche. Tous droits réservés.